

Kimage®

Risultati



● I risultati della terapia RSWT derivano da un'interazione multivivello sequenziale della pressione prodotta all'interno del tessuto umano.



● Oltre all'ovvio effetto meccanico, è stato dimostrato che la terapia RSWT agisce efficacemente a livello intracellulare.



● Neo-vascularizzazione, cavitazione e azioni antinfiammatorie sono comprovati elementi del meccanismo alla base della terapia ad onde d'urto della nuova Kimage.

Energia superiore



Meccanismo di funzionamento

Un proiettile specificamente progettato viene accelerato grazie a uno scoppio di aria compressa controllato. L'energia del proiettile viene trasferita al tessuto attraverso la testina installata nel manipolo. Testine differenti danno luogo a diversi risultati in termini di profondità e raggio di energia trasmessa.

Diametro		Numero art. Descrizione
12 mm		22 2011 Applicatore Kimage SP
12 mm		22 2010 Applicatore Kimage SM
14 mm		22 2021 Applicatore Kimage MP
14 mm		22 2020 Applicatore Kimage MM
14 mm		22 2025 Applicatore Kimage MT
20 mm		22 2031 Applicatore Kimage LP
20 mm		22 2030 Applicatore Kimage LM
28 mm		22 2041 Applicatore Kimage XL
36 mm		22 2051 Applicatore Kimage XXL
22 1400 O-Ringe set di 60 pezzi NA		
22 1410 Kit revisione (tubo e proiettile) NA		
22 1411 Kit revisione set di 5 NA		



Design

La scelta innovativa del materiale per gli applicatori in metallo di Kimage consente un trasferimento di energia, al tessuto, superiore rispetto a dispositivi simili con conseguente impatto più profondo sul tessuto e risultati terapeutici migliori.

Kimage®

● Design
● Performance
● Tecnologia
● Risultato



New Age

www.newageitalia.it

NEW AGE ITALIA SRL Via De Brozzi, 3 - 48022 Lugo (RA) Italy
Tel. +39 0545 32019 Fax. +39 0545 389028
E-mail: info@newageitalia.it

© 2012 New Age. Tutti i diritti sono riservati. Il presente documento è un documento di proprietà di New Age. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla New Age Italia S.p.A.

www.newageitalia.it

Kimage[®]

Terapia

Kimage è una nuova terapia ad onde d'urto radiale che combina tutte le evidenze scientifiche con la più recente tecnologia.

Un accurato sistema pneumatico genera potenti onde terapeutiche in grado di curare patologie che normalmente richiederebbero un approccio chirurgico.

Kimage[®]

Applicazioni



La gamma di applicazioni dalle onde d'urto basate sulle evidenze cliniche si amplia man mano che gli esperti in tutto il mondo esplorano nuove possibilità d'uso di questa tecnologia.

Le più comuni comprendono:

- Tendinite calcificata
- Epicondilita radiale uina e omero
- Tendinite patellare
- Tendine d'achille
- Fascite plantare
- Trigger points miofasciali
- Tendinopatia cronica
- Attivazione tessuto muscolare e connettivale
- Agopuntura terapia onde d'urto
- Sindrome tibiale anteriore
- Malattia di Dupuytren
- Pseudoartrosi
- Cellulite



Kimage[®]

Dati Tecnici

- Database pazienti con memoria espandibile
- Biblioteca medica con glossario delle patologie, immagini anatomiche e foto di applicazioni
- Aggiornamento software accesso remoto o tramite USB
- Pressione e frequenza modulata
- Pressione massima 5 Bars
- Massima frequenza 22 Hz
- Densità di energia 0.68mJ/mm²

